

機械器具 55 医療用洗浄器  
一般医療機器 器具除染用洗浄器(35424000)

販売名 : スティールコ TW3000/2

【警告】

- ・本品の使用前に、この添付文書及び取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項のすべてを熟読すること。
- ・洗浄槽、被洗浄物は高温になるため火傷に注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・下記【使用目的、効能又は効果】の使用目的以外には使用しないこと。
- ・器械、器具の洗浄以外に使用しないこと。
- ・洗浄中に扉を開けないこと。
- ・扉に手や体が挟まれないように注意すること。
- ・装置を改造しないこと。
- ・専任者以外は、装置を分解、修理しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 本体寸法・重量

型式	外寸 W×D×H(mm)	重量
TW3000/2	1150×1775×1980	1410kg

主な組成 外装：ステンレス(SUS304)、槽内：ステンレス(SUS316L)

※蒸気仕様、蒸気/電気切替仕様の装置がある。

【必要設備】

給水	20A(SUS/SGP)バルブ止(0.2~0.45MPa)
給湯	20A(SUS/SGP)バルブ止(0.2~0.45MPa)
R0水	20A(SUS)バルブ止(0.2~0.45MPa)
給蒸	20A(SUS/SGP)バルブ止(0.2~0.45MPa)
排蒸	20A(SUS/SGP)バルブ止
圧縮空気	10A(SUS/CUP)バルブ止(0.6~0.8MPa)
排水	40A(SUS/SGP)排水温度最高93℃
電源	3φ200V 20A~75A(仕様・構成による) ELB
排気	φ150(SUS)×2本

【動作原理】

本装置は医療用機器及び病院で使用する器具の洗浄・除染・乾燥を目的とした装置である。タッチパネルの操作、洗浄ラックに付いたマグネットやバーコード等により予め入力された洗浄プログラムを決定し1槽目で洗浄・除染を行い、2槽目で乾燥を自動で行う。洗浄ラックは、1槽目で洗浄・除染が完了すると自動で2槽目の乾燥槽へ移動する。本装置の前後に自動コンベアーを設置することにより、洗浄ラックの自動搬入出が可能になり作業効率上がることが望める。

【使用目的又は効果】

再使用可能な器械・器具を「洗浄・すすぎ・除染・乾燥」の工程で自動処理を行うための装置。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 洗剤・中和剤・防錆潤滑剤等の残量を確認する。(残量が少ない場合は補充する。)
2. 電源スイッチを入れる。
3. 扉を開け、洗浄ラックを引き出し、洗浄物をセットする。
4. 洗浄ラックを槽内の定位置に入れる。
5. プログラムを選択し、スタートボタンを押す。
6. 工程終了後、扉が開くので洗浄ラックを引き出す。

【使用上の注意】

1. 運転前に洗浄プロペラが回転するか確認すること。
2. 被洗浄物の耐熱温度を確認すること。
3. 被洗浄物とラックの総重量が100kg以下であること
4. 被洗浄物に適した洗浄ラックを使用し、適したプログラムを選択すること。
5. 洗浄剤は無泡性のものを使用すること。
6. 工程終了後、扉を開ける際には被洗浄物が高温になっている場合があるので火傷に注意すること。
7. 洗剤類を補充する際には手袋やゴーグル等の保護具を着用すること。
8. 洗剤容器の交換は、ラベルを確認し、同じラベルの容器に分量計を差し替えること。

【保管方法及び有効期間等】

【耐用期間】

指定された定期点検を実施した場合、8年〔自己認証(当社データによる)〕

取扱説明書を必ずご参照下さい。

## 【保守・点検に係る事項】

### [使用者による点検事項]

詳細は取扱説明書を参照すること。

装置を正常に作動させるため、点検と清掃を毎日行うこと。

#### 1. 洗浄剤の点検

始業時、洗剤・中和剤・防錆潤滑剤等の量をチェックし、必要であれば交換すること。

#### 2. ゴミ取りフィルターの点検

1日1回、槽内のゴミ取りフィルターをチェックし、汚れていたら清掃すること。

#### 3. 洗浄プロペラチェック

1日1回、洗浄ラックや装置本体のプロペラにゴミが詰まっていないかチェックし、異物があれば取り除くこと。

#### 4. 水漏れチェック

始業前、使用中、業務終了後に水漏れや異臭がないかチェックすること。

#### 5. 装置表面の清掃

装置の表面を清掃する際、洗剤を使用する場合は、中性洗剤を使用し、清拭後は洗剤が残らないよう拭き取ること。

#### 6. 操作パネルの清掃

柔らかい布にプラスチック製品に影響のない中性洗剤を使用して清掃すること。

### [業者による点検事項]

装置の性能を維持するため、年1回以上の定期点検を実施すること。

#### [点検内容]

##### 1. 洗浄及び乾燥機能の点検

##### 2. 配管回路・循環経路の漏水及び劣化部品の点検

##### 3. 当社が交換を推奨する消耗部品の交換及び点検

##### 4. 制御部品の点検

##### 5. 洗剤の分注量及び洗浄水量の校正

作業については当社の技術員または、当社の教育を受けた業者の専任者が行うこと。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エムエス

住 所：東京都文京区本郷3丁目26番12号

電 話：03-3814-1026（代表）

製造業者名：Steelco S.P.A.（イタリア スティールコ社）

取扱説明書を必ずご参照下さい。