

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器(35424000)

販売名 : スティールコ DS610 2S

【警告】

- ・ 本品の使用前に、この添付文書及び取扱説明書に記載されている使用
法及び注意事項のすべてを熟読すること。
- ・ 洗浄槽、被洗浄物は高温になるため火傷に注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・ 下記【使用目的、効能又は効果】の使用目的以外には使用しないこと。
- ・ 器械、器具の洗浄以外に使用しないこと。
- ・ 洗浄中に扉を開けないこと。
- ・ 扉に手や体が挟まれないように注意すること。
- ・ 開いている扉に腰掛けたり、過度に下向きに力を加えたりしないこと。
- ・ 装置を改造しないこと。
- ・ 専任者以外は、装置を分解、修理しないこと。
- ・ 洗剤が接続されていない、または使用しても洗剤が減らない状態で使用
しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 本体寸法・重量

型式	外寸 W×D×H(mm)	重量
DS610/1 2S (シングルドア)	650×687×1960	270kg
DS610/2 2S (ダブルドア)	650×710×1960	270kg

扉仕様 シングルドア型 及びダブルドア型（パススルータイプ）

主な組成 外装：ステンレス(SUS304)、槽内：ステンレス(SUS316L)

※電気仕様、蒸気仕様の装置がある。

【必要設備】

給 水 20A(SUS/SGP)バルブ止(0.2～0.45MPa)
給 湯 20A(SUS/SGP)バルブ止(0.2～0.45MPa)
R O 水 20A(SUS)バルブ止(0.2～0.45MPa)

給 蒸 20A(SUS/SGP)バルブ止(0.2～0.45MPa) ※蒸気仕様のみ
排 蒸 20A(SUS/SGP)バルブ止 ※蒸気仕様のみ
圧縮空気 10A(SUS/CUP)バルブ止(0.6～0.8MPa)
排 水 40A(SUS/SGP)排水温度最高 93℃
電 源 電気仕様：3φ200V 50A ELB
蒸気仕様：3φ200V 50A ELB
排 気 φ150(SUS)

〔動作原理〕

専用ラックに被洗浄物(器械・器具等)を搭載し、槽内に収納する。被洗浄物に
適したプログラムを選択して洗浄を開始する。循環ポンプによって洗浄水を
循環させ、内蔵ヒーターにより加温し熱水除染を行った後に乾燥処理を行う。

【使用目的又は効果】

再使用可能な器械・器具を「洗浄・すすぎ・除染・乾燥」の工程で自動処理を
行うための装置。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 洗剤・中和剤・防錆潤滑剤等の残量を確認する。(残量が少ない場合は補充
する。)
2. 電源スイッチを入れる。
3. 扉を開け、洗浄ラックを引き出し、洗浄物をセットする。
4. 洗浄ラックを槽内の定位置に入れる。
5. プログラムを選択し、スタートボタンを押す。
6. 工程終了後、扉を開き洗浄ラックを引き出す。

【使用上の注意】

1. 使用日毎に洗剤が注入できている事を確認するため、洗剤ボトルの減少量
(液面推移など)を確認してから使用すること。
2. 運転前に洗浄プロペラが回転するか確認すること。
3. 被洗浄物の耐熱温度を確認すること。
4. 被洗浄物とラックの総重量が 40kg 以下であること
5. 被洗浄物に適した洗浄ラックを使用し、適したプログラムを選択すること。
6. 洗浄剤は無泡性のものを使用すること。
7. 扉の開閉時に過度な力を加えないこと。特に扉を開く際は、扉が開ききる
まで扉から手を離さないこと。
8. 工程終了後、被洗浄物が高温になっている場合があるので火傷に注意する
こと。
9. 洗剤類を補充する際には手袋やゴーグル等の保護具を着用すること。
10. 洗剤容器の交換は、ラベルを確認し、同じラベルの容器に分量計を差し替
えること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

11. 洗剤容器の量を使用前に確認すること。また、残量に応じて交換すること。
12. 洗剤容器に差し込む分量計にチューブが接続されていることを使用前に確認すること。
13. 日常監視として、洗剤評価（洗浄インジケータを含む）を洗浄ごとに実施することを推奨します。

【保管方法及び有効期間等】

〔耐用期間〕

指定された定期点検を実施した場合、10年〔自己認証(当社データによる)〕

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による点検事項〕

詳細は取扱説明書を参照すること。

装置を正常に作動させるため、点検と清掃を毎日行うこと。

1. 洗浄剤の点検

始業時、洗剤・中和剤・防錆潤滑剤等の減少量（液面推移など）を確認して、必要であれば交換すること。また、洗剤容器に差し込まれた分量計にチューブが接続されていることを確認すること。

2. ゴミ取りフィルターの点検

1日1回、槽内のゴミ取りフィルターをチェックし、汚れていたら清掃すること。

3. 洗浄プロペラチェック

1日1回、洗浄ラックや装置本体のプロペラにゴミが詰まっていないかチェックし、異物があれば取り除くこと。

4. 水漏れチェック

始業前、使用中、業務終了後に水漏れや異臭がないかチェックすること。

5. 装置表面の清掃

装置の表面を清掃する際、洗剤を使用する場合は、中性洗剤を使用し、清拭後は洗剤が残らないよう拭き取ること。

6. 操作パネルの清掃

柔らかい布に中性洗剤を使用して清掃すること。

7. 使用前にドアパッキンの破損等が無いことを確認すること。破損等があると水漏れの恐れがあります。

〔業者による点検事項〕

装置の性能を維持するため、年1回以上の定期点検を実施すること。

〔点検内容〕

1. 洗浄及び乾燥機能の点検

2. 配管回路・循環経路の漏水及び劣化部品の点検

3. 当社が交換を推奨する消耗部品の交換及び点検

4. 制御部品の点検

5. 洗剤の分注量及び洗浄水量の校正

作業については当社の技術員または、当社の教育を受けた業者の専任者が行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エムエス

住 所：東京都文京区本郷3丁目26番12号

電 話：03-3814-1026（代表）

製造業者名：Steelco S.P.A.（イタリア スティールコ社）